

PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Armbandtransponder mit Uhrendummy
ARTIKEL:	343100
VERWENDUNG:	Personenschutzsystem hospicall D5

BILD:



BESCHREIBUNG:

Der Armbandtransponder mit Uhrendummy wird bei schutzbedürftigen Personen in Verbindung mit dem hospicall D5 Personenschutzsystem eingesetzt. Dabei arbeiten die zum System gehörenden Transponder als „ID-Geber“, die innerhalb von Sekunden vom zugeordneten D5 Wandler erkannt werden. Hierauf basierend wird im Leser über die zuvor der jeweiligen Person (ID) zugeordnete Zutrittsberechtigung entschieden und entsprechend alarmiert.

Technische Daten:

Frequenz LF / HF:	125 kHz / 868 MHz
Funkreichweite HF(Freifeld):	Radius max. 25m
Material Gehäuse:	ABS, schwarz
Farbe Armband:	grau
Batterie Transponder:	Typ CR 1632 (Batterielaufzeit ca. 1 Jahr)
Gewicht:	15 g
Material vom Armband:	Gewebeband