

PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Ruf- und Abstelltaster
TYPE:	RT-AT
ARTIKEL:	310030
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

BILD:



BESCHREIBUNG:

Der Ruf- /Abstelltaster ist mit einer roten Ruftaste inklusive roter Beruhigungslampe und einer grünen Anwesenheits-/ Abstelltaste inklusive grüner Anwesenheitslampe ausgestattet.
Der Anschluss erfolgt an ein Zimmerterminal oder ein Zimmermodul.

Funktionen:

- Ruf- / Notrufauslösung über rote Taste
- Findelicht bzw. Beruhigungslampe rot
- Rufabstellung und Anwesenheitsmarkierung über grüne Taste
- akustische Rufnachsendung durch Schallgeber

Mechanische Eigenschaften:

Maße (L x B) : 81 x 81 mm

Schutzklasse: IP40

Material : PC-ABS

inklusive Abdeckplatte und Rahmen: weiß, ähnlich RAL 9010

Ruftaste: rot mit Pflegedienstsymbol, ähnlich RAL 3000

Abstelltaste: grün, ähnlich RAL 6018

Montage in UP-Schaltdose DIN 49073.

Alle Anschlussklemmen sind als Schraubklemmen ausgeführt.