

PRODUKTDATENBLATT

| | |
|-------------|---|
| FABRIKAT: | hospicall |
| PRODUKT: | Pneumatischer Birntaster inkl. selbstlösendem Schutzadapter |
| TYPE: | PNEU-BT-hc |
| ARTIKEL: | 310495 |
| VERWENDUNG: | Schwesternrufanlage |

BILD:



BESCHREIBUNG:

Der Pneumatische Birntaster wird mit einem Isolierstoffschlauch 1,9 m, einem Gummiball sowie Halteclip und selbstlösendem Schutzadapter für zerstörungsfreien Steckerabriss mit 8-poligem Stecker zum Anschluss an einen Nebensteckkontakt mit RJ45 Steckbuchse geliefert.

Funktionen:

- Ruf- / Notrufauslösung über pneumatischen Gummiball

Mechanische Eigenschaften:

Isolierstoffschlauch: 1,9 m

Schutzklasse: IP65

Material: ABS

Gehäuse: weiß, ähnlich RAL 9010