


## PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Anwesenheits-/ Abstelltaster
ARTIKEL:	300660
TYPE:	AW2-P7
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

BILD:



### BESCHREIBUNG:

Der Abstell- / Anwesenheitstaster ist mit einer gelben Abstell- / Anwesenheitstaste in Folientastatur inklusive gelber Erinnerungs- / Anwesenheitslampe ausgestattet. Der Anschluss erfolgt über den Zimmerbus.

Funktionen:

- Rufabstellung / Anwesenheitsmarkierung über gelbe Abstell- / Anwesenheitstaste
- Erinnerungs- / Anwesenheitslampe, gelb
- Akustische Rufnachsending über Schallgeber

### Mechanische Eigenschaften:

Maße:	55 mm x 55 mm
Schutzklasse:	IP40
Material:	PC-ABS
Farbe:	Abdeckplatte u. Rahmen: weiß, ähnlich RAL 9010

Lieferung inklusive Abdeckplatte und Rahmen.

Montage: in UP- Schaltdose, DIN 49073