

PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	BMA-Schnittstelle
TYPE:	SOFT-BMA-P7
ARTIKEL:	300901
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

BILD:

BESCHREIBUNG:

Software-Lizenz für die System-Steuerzentrale zur Anbindung der Rufanlage an die Brandmeldeanlage über ESPA 4.4.4.-Protokoll.

Die Systemschnittstelle-BMA bildet eine effektive Ergänzung zu hospicall-Rufanlagen.

Vorgefilterte Meldungen werden von der Rufanlage übernommen und zur Anzeige gebracht.

Hierbei können die Prioritäten, die Anzeigenreihenfolge und der Anzeigeort konfiguriert werden.

Die zur Anzeige kommenden Daten können aus der Schnittstelle übernommen oder in einer getrennten Tabelle zugeordnet und neu definiert werden.

Die Kommunikation erfolgt mittels ESPA 4.4.4-Protokoll über eine serielle Schnittstelle RS232.

Der Standard-Funktionsumfang entspricht der zugehörigen Spezifikation für dieses Produkt.