

PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Ruftaster - vandalensicher
ARTIKEL:	310426
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

BILD:



BESCHREIBUNG:

Der Ruftaster ist mit einer roten Ruftaste mit Pflegedienstsymbol sowie einem roten LED-Findelicht ausgestattet. Der Anschluss erfolgt beim Rufsystem hospicall P3 direkt an das Zimmerterminal bzw. Zimmermodul. Bei der Installation im Rufsystem P7 erfolgt der Anschluss des Tasters an den Zimmerbus über das Interface IF-P3-RT-P7 (Artikel 300757).

Funktion:

- Ruf-/Notrufauslösung über rote Taste LED-Erinnerungs- bzw. Anwesenheitslampe
- LED-Findelicht bzw. Beruhigungslampe, rot

Mechanische Eigenschaften:

Maße (L x B):	81 x 81 mm
Schutzklasse:	IP40
Ruftaste:	rot, ähnlich RAL 3000
Material / Abdeckung:	teflonbeschichtete Aluminium-Druckguss-Metallabdeckung, mattsilber, inkl. Verschlussblomben für Dübel Ø 6 mm geeignet

Lieferumfang:

Lieferung inklusive Abdeckplatte, Rahmen und Verschlussblomben
Montage in UP-Schaltdose DIN 49073.
Alle Anschlussklemmen sind als Steckklemmen ausgeführt.