

## PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Wandhalter für Birn- und Mehrfachtaster
TYPE:	WH-BT
ARTIKEL:	310446
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

BILD:



BESCHREIBUNG:

Wandhalter für Birn- und Mehrfachtaster

Montage: Schraub- oder Klebebefestigung

Mechanische Eigenschaften:

Maße (L x B x H): 41 x 30 x 23 mm

Schutzklasse: IP65

Material: ABS

Gehäuse: weiß, ähnlich RAL 9010