

## PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Netzgerät 24V 10A
ARTIKEL:	320411
TYPE:	NG-10A-TYP4
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

### BILD:



### BESCHREIBUNG:

Für die Stromversorgung des Rufsystems P3/P7

- geschlossene Bauform
- berührungsgeschützte Schraubanschlüsse
- Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery
- kurzschlussfest
- eingebauter Entstörfilter, geringe Restwelligkeit
- integrierte Erdschlussüberwachung
- inklusive Feinsicherungshalter für Hutschienenmontage zur sekundärseitigen Absicherung
- Stör-/Netzausfallmeldungen nach DIN VDE 0834 Teil 1 + 2, DIN EN 60601-1/ 2xMOPP

### TECHNISCHE DATEN:

Maße (B x H x T): 146 x 205 x 100 mm

Ausgangsspannung: 24,5 V DC

Ausgangsstrom: 10 A

Eingangsspannung: 90-265 V AC 47-63 Hz

Eingangsstrom: 1,3 A (230V AC)

Montage: Befestigung auf DIN-Schiene 35 mm

Gewicht: 1,56 kg