


PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Zugtaster
ARTIKEL:	400730A
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

BILD:



BESCHREIBUNG:

Der Zugtaster ist mit einer 2 m langen, antibakteriellen Zugschnur sowie einem roten Knauf mit Pflegedienstsymbol ausgestattet. Vorteil der neu entwickelten Zugschnur ist die antibakterielle Oberfläche aus PVC. Ebenso wird durch die PVC-Ummantelung ein Aufribbeln der Schnur vermieden.

Funktion:

- Ruf- / Notrufauslösung über Zugschnur mit rotem Knauf

Mechanische Eigenschaften:

Länge:	2 m
Farbe:	Rot, ähnlich wie RAL 3000
Material:	dtex 1100 Polyester ummantelt mit PVC, antibakteriell
Bruchlast:	max. 20daN
Lieferumfang:	2 m Zugschnur mit rotem Pflegedienstsymbol und Aufwickler