

PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Zugabstelltaster
ARTIKEL:	400731A
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

BILD:



BESCHREIBUNG:

Der Zugabstelltaster ist mit einer 80 cm langen, antibakteriellen Zugschnur sowie einem grünen Knauf ausgestattet. Vorteil der neu entwickelten Zugschnur ist die antibakterielle Oberfläche aus PVC. Ebenso wird durch die PVC-Ummantelung ein Aufribbeln der Schnur vermieden.

Funktion:

- Rufabstellung über Zugschnur mit grünem Knauf

Mechanische Eigenschaften:

Länge:	80 cm
Farbe:	Grün, ähnlich wie RAL 6018
Material:	dtex 1100 Polyester ummantelt mit PVC, antibakteriell
Bruchlast:	max. 20daN

Lieferumfang:	80 cm Zugschnur mit grünem Knauf
---------------	----------------------------------