


## PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Bettgalgen-Clip
ARTIKEL:	310429
VERWENDUNG:	Im Schwesternrufsystem

BILD:



### BESCHREIBUNG:

Bettgalgen-Clip für die Befestigung des Anschlusskabels eines Patientenhandgerätes am Bettgalgen. Das Patientenhandgerät liegt nicht mehr störend im Patientenbett, sondern hängt immer griffbereit über dem Bett. Ein schnelles Alarmieren ist somit jederzeit gewährleistet. Der Clip löst sich automatisch, wenn der Patient am Handgerät zieht ohne das Anschlusskabel zu beschädigen.

### Funktion:

- Kabel Clip zur Befestigung von Hospicall Patientenhandgeräten (z.B. Birntaster) am "Bettgalgen" oder anderen Runden Haltegriffen.
- Selbstlösende Klemmbefestigung, bei Beanspruchung durch Zug.
- Geeignet für Galgen mit einem Durchmesser von 25 ... 40 mm

### Mechanische Eigenschaften:

Maße (BxHxT):	39 mm x 66 mm x 44 mm
Material:	Kunststoff, Polyamid (PA)
Farbe:	weiß, ähnlich RAL 9010
Verpackungseinheit:	20 St. in Beutel im Karton