

## PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Mehrfachtaster Ton inkl. selbstlösendem Schutzadapter
TYPE:	MT-TON
ARTIKEL:	310470
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

### BILD:



### BESCHREIBUNG:

Der Mehrfachaster Ton ist mit einer Ruftaste, zwei Lichttasten, zwei Lautstärketasten sowie einer Klinkenbuchse für den Anschluss eines Kopfhörers ausgestattet. Er wird mit einer 2m langen Anschlusschnur und selbstlösendem Schutzadapter für zerstörungsfreien Steckerabriss mit 8-poligem Stecker geliefert.

#### Funktionen:

- Ruf- / Notrufauslösung über rote Ruftaste mit Pflegedienstsymbol
- Findelicht bzw. Beruhigungslampe rot
- 2 Lichttasten, gelb
- 2 Tasten für Lautstärkereglung, blau
- 1 Klinkenbuchse für Kopfhöreranschluss 3,5 mm

#### Mechanische Eigenschaften:

Maße (L x B x H): 120 x 46 x 22 mm

Schutzklasse: IP40

Material: ABS

Gehäuse: weiß, ähnlich RAL 9010