

PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	LED-Klinik-Zimmersignalleuchte weiß, rot, grün, gelb
TYPE:	ZL-4-KH
ARTIKEL:	310545
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

BILD:



BESCHREIBUNG:

Die LED-Klinik-Zimmersignalleuchte weiß/rot/grün/gelb ist mit einer trapezförmigen Vierkammerleuchte ausgestattet, die mit weißen, roten, grünen und gelben Leuchtdioden bestückt ist. Sie wird an ein Zimmerterminal oder Zimmermodul mit Ruf- und Abstelltaster angeschlossen.

Funktionen:

- Anzeige von Bad- / WC-Ruf
- Anzeige von Ruf / Notruf
- Anzeige von Anwesenheit 1
- Anzeige von Anwesenheit 2

Maße (L x B x H): 81 x 81 x 28 mm

Schutzklasse: IP40

Material: PC-ABS

Inkl. Abdeckplatte und Rahmen reinweiß, ähnlich RAL 9010

Montage in UP-Schaltdose DIN 49073.

Alle Anschlussklemmen sind als Schraubklemmen ausgeführt.