

PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Kontakt-Funk-Trittsensormatten-Set 868,95 MHz Standard
TYPE:	FUNK-TSM-SET-P3
ARTIKEL:	310563
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage hospicall P3

BILD:



BESCHREIBUNG:

Trittsensormatten-Set P3 bestehend aus:
 einem Funkempfänger (weiß) zum Anschluss an einen Nebensteckkontakt mit RJ45-Buchse zum Empfang von bis zu 64 zugehörigen Sendern. Schaltanzeige und Betriebsanzeige. Intelligente Auswertung von senderseitiger Batteriekapazität. Sozialalarm-Frequenz 869MHz.
 Bis zu 64 Sender einlernbar. Mastermodus für Erkennung aller nicht eingelernten Sender. Technische Spezifikationen nach EN 50134. Steckerruf-Auslösung bei senderseitiger Battlow-Meldung. Antenne intern integriert.

sowie einer robusten Kontakt-Trittsensormatte zur Überwachung von Personenbewegungen, auch für Demenz- oder Vitaldetektion. Stabile tritt-, rutsch- und stolperfeste Ausführung mit abgeschrägten Kanten mit leicht zu reinigender Oberfläche in Noppenstruktur.

Intelligente Batterieüberwachung mit Kontrollmeldung an zugehörigen Empfänger. Typische Batterielevensdauer je nach Einsatz bis zu 3 Jahren.

Technische Daten:

Abmessungen Funkmatte:	1100 x 700x 9 mm
Abmessungen Empfänger:	66 x 46 x 19mm (HxBxT)
Kabellänge Empfänger:	ca. 19 cm
Schutzart :	IP 64, feuchtreinigungsfähig und desinfizierbar
Anschluss:	über Funkempfänger für Ruftaster mit RJ45-Nebensteckkontakt (auf Wunsch auch für DIA-Buchse mit RJ10-Nebensteckkontakt)
Auslösung:	über Druckkontakt auf die Matte
Stromversorgung:	3,0 V Knopfzelle Typ CR2032