

PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Funk-Umhängesender 2
TYPE:	FU2-UMH
ARTIKEL:	312030
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

BILD:



BESCHREIBUNG:

Funk-Umhängesender mit einem Umhängeband mit Strangulierungsschutz und einer großen roten Ruftaste für die Rufauslösung ausgestattet.
Findelicht und Batterieüberwachung sind integriert.

Wasserdichte Ausführung

Als Ergänzung zur Funksteuerung.

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 1 x 3 V Lithium Batterien
(CR 2032)

Abmessungen: 35 x 40 x 16mm

Temperaturbereich: -20°C...+60°C

Frequenz: 868,3 MHz