

## PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Funk-Armbandsender 2
TYPE:	FU2-AMB
ARTIKEL:	312040
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

BILD:



### BESCHREIBUNG:

Funk-Armbandsender mit einem Gewebearmband und großer roter Ruftaste für Rufauslösung. Findelicht und Batterieüberwachung integriert.

Wasserdichte Ausführung

Als Ergänzung zur Funksteuerung.

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 1 x 3 V Lithium Batterien  
( CR 2032 )

Abmessungen: 35 x 40 x 16mm

Temperaturbereich: -20°C...+60°C

Frequenz: 868,3 MHz