

## PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Ruftaster mit Nebensteckkontakt, DIA-Buchse und Lautsprecher P7
ARTIKEL:	300480
TYPE:	RT-NS-DIA-LS-P7
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

### BILD:



### BESCHREIBUNG:

Die Rufkombination (2-fach-Einheit) besteht aus einem Ruftaster mit Nebensteckkontakt und Diagnostikbuchse, versehen mit einer großen roten Ruftaste in Folientastatur und einer 8-poligen Steckbuchse für den Anschluss von Birn- und Mehrfachastern sowie einer 4-poligen Diagnostikbuchse sowie einer Lautsprechereinheit für freies Gegensprechen am Bett solange sich das Patientenhandgerät im Köcher befindet. Der Anschluss erfolgt über den Zimmerbus mittels farbig gekennzeichnete Schraub-/Steckklemmen.

#### Funktionen:

- Ruf- / Notrufauslösung über rote Ruftaste
- Findelicht bzw. Beruhigungslampe, rot
- Buchse für Ruf- / Notrufauslösung über die angeschlossenen Bediengeräte
- Diagnostikruf durch Auslösen eines potentialfreien Kontaktes in einem angeschlossenen medizinisch-technischem Gerät.
- Mikrophon und Lautsprecher für freies Gegensprechen am Bett

#### Schnittstellen:

- RJ45-Steckbuchse zum Anschluss von Birn- und Mehrfachastern oder anderen beweglichen Bedienelementen
- RJ10-Steckbuchse zum Anschluss eines medizinisch-technischen Gerätes

#### Mechanische Eigenschaften:

Maße: 152 mm x 81 mm

Schutzklasse: IP40

Material: PC-ABS

Farbe: Abdeckplatte u. Rahmen: weiß, ähnlich RAL 9010

Ruftaste: rot mit Pflegedienstsymbol, ähnlich RAL 3000

Lieferung inklusive Abdeckplatte und Rahmen.

Montage: in UP - Schalterdose, DIN 49073