

PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Ruf-/Absteltaster mit Nebensteckkontakt P7
ARTIKEL:	300575
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

BILD:



BESCHREIBUNG:

Der Ruf- / Absteltaster mit Nebensteckkontakt ist mit einer roten Ruftaste in Folientastatur inklusive roter Beruhigungslampe, einer grünen Absteltaste in Folientastatur ausgestattet. Für den Anschluss von Birn- und Mehrfachstern oder anderen beweglichen Bediengeräten ist eine 8-polige Steckbuchse vorhanden. Der Anschluss erfolgt über den Zimmerbus.

Funktionen:

- Ruf- / Notrufauslösung über rote Ruftaste
- Findelicht bzw. Beruhigungslampe, rot
- Rufabstellung über grüne Absteltaste

Mechanische Eigenschaften:

Maße: 81 mm x 81 mm

Schutzklasse: IP40

Material: PC-ABS

Abdeckplatte u. Rahmen: weiß, ähnlich RAL 9010

Ruftaste: rot mit Pflegedienstsymbol, ähnlich RAL 3000

Absteltaste: grün, ähnlich RAL 6018

Schnittstellen:

- RJ45-Steckbuchse zum Anschluss von Birn- und Mehrfachstern oder anderen beweglichen Bediengeräten

Lieferung inklusive Abdeckplatte und Rahmen.

Installation über farbige gekennzeichnete Schraub-/Steckklemmen

Montage: in UP - Schalterdose, DIN 49073