

PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Patientenhandgerät PHG P7 mit Funktionstaste
ARTIKEL:	300592
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

BILD:



BESCHREIBUNG:

Das Patientenhandgerät P7 ist mit einer großen roten Ruftaste in Folientastatur inklusive roter Beruhigungslampe, einer Lichttaste, einer Funktionstaste, Lautsprecher, Mikrofon sowie einer Klinkenbuchse für den Anschluss eines Kopfhörers ausgestattet.

Es wird mit einer 3 m langen Anschlusschnur und einem selbstlösendem Schutzadapter für zerstörungsfreien Steckerabriss mit 8-poligem Stecker geliefert.

Das Patientenhandgerät dient zum diskreten Gegensprechen zwischen dem Patienten und dem Pflegepersonal.

Funktionen:

- Lautsprecher und Mikrofon für diskrete Sprechverbindung
- Ruf-/ Notrufauslösung über rote Taste in Folientastatur mit Pflegedienstsymbol
- LED- Findelicht bzw. LED-Beruhigungslampe, rot
- eine Lichttaste, gelb
- eine Funktionstaste, silbergrau
- 1 Klinkenbuchse für Kopfhöreranschluss 3,5 mm

Mechanische Eigenschaften:

Schutzklasse: IP 40

Material: PC-ABS

Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010