

## PRODUKTDATENBLATT

Hersteller:	hospicall
Produkt:	SafePlug Patientenhandgerät mit Funktionstaste
Artikelnummer:	30 05 96
Kurzbezeichnung:	PHG-M-FT
Verwendung:	Rufsystem P7



### BESCHREIBUNG:

Das hospicall SafePlug Handgerät für Magnetsteckverbindungen ist das sichere Bediengerät am Patienten/Bewohnerbett. Der innovative Steckverbinder reduziert das Beschädigungsrisiko an der Rufanlageninstallation und den angeschlossenen Bedieneinheiten erheblich.

Im eingesteckten Zustand sorgen Magnetkraft und federnd gelagerte Präzisionskontakte für eine sichere Verbindung. Überschreitet die Zugkraft an der Schnur einen definierten Wert oder wird der Stecker in einen unzulässigen Winkel gebracht, z. B. durch Bewegungen des Patientenbetts, löst sich der Stecker aus der Wandeinheit. Damit wird eine Beschädigung der Geräte/Installation wirksam verhindert – auch bei unsachgemäßer Handhabung. Eine entsprechende Meldung in der Rufanlage stellt sicher, dass eine daraus resultierende Funktionsstörung gemeldet und protokolliert wird.

Das SafePlug Patientenhandgerät ist mit einer drei Meter langen Anschlusschnur und selbstlösendem Stecker für das SafePlug Magnetstecksystem ausgestattet. Besonders erwähnenswert ist die antibakterielle Oberfläche des Handgeräts.

### Funktionen:

- Ruf-/Notrufauslösung über rote Ruftaste
- Findelicht bzw. Beruhigungslampe, rot
- 1 Lichttaste, gelb
- 1 Funktionstaste, silbergrau
- Lautsprecher und Mikrofon für diskrete Sprechverbindung
- Integrierter Kontakt zum Wechsel zwischen freier und diskreter Sprache in Verbindung mit dem Wandhalter 30 05 91

**Mechanische Eigenschaften:**

Maße (H x B x T): 125 x 42 x 20 mm  
Schutzklasse: IP40  
Material: PC-ABS  
Gehäuse: weiß, ähnlich RAL 9010

**Dazu passende Artikel:**

- Wandhalter für Patientenhandgeräte, Artikelnummer 30 05 91

Stand: September 2021