


## PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Lautsprechereinheit
ARTIKEL:	300850
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage



### BESCHREIBUNG:

Lautsprechereinheit für freies Gegensprechen am Bett solange sich das Patientenhandgerät im Köcher befindet. Der Anschluss erfolgt über den Zimmerbus mittels farbig gekennzeichnete Schraub-/Steckklemmen.

#### Funktionen:

- Mikrofon und Lautsprecher für freies Gegensprechen am Bett

#### **Mechanische Eigenschaften:**

Maße: 55 x 55 mm

Schutzklasse: IP40

Material: PC-ABS

Farbe: Abdeckplatte u. Rahmen: weiß, ähnlich RAL 9010

Lieferung inklusive Abdeckplatte und Rahmen.

Montage: in UP - Schalterdose, DIN 49073