

## PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	DECT-Schnittstelle
ARTIKEL:	300900
TYPE:	SOFT-DECT-P7
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

BILD:

BESCHREIBUNG:

Software-Lizenz für die System-Steuerzentrale zur Anbindung der Rufanlage an die Zentraleinheit eines DECT- Systems oder an den Message-Server einer TK-Anlage mit integrierten DECT-Geräten über ESPA 4.4.4-Protokoll.

Die Systemschnittstelle-DECT bildet eine effektive Ergänzung zu hospicall-Rufanlagen.

Die Kommunikation erfolgt mittels ESPA 4.4.4-Protokoll über eine serielle Schnittstelle RS232.

Der Standard-Funktionsumfang entspricht der zugehörigen Spezifikation für dieses Produkt.