

## PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	DECT-Kopplung über SIP Nachricht
ARTIKEL:	300909
TYPE:	SOFT-SIP-NACHRICHT
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

Bild:

### BESCHREIBUNG:

Die DECT-Kopplung über SIP Nachricht ermöglicht im hospicall-Rufsystem P7 bei Auswahl des Protokolls „SIP-Nachricht“ in den allgemeinen Einstellungen der DECT-Konfiguration das Versenden von Textnachrichten. SIP-Messaging ist vollkommen unabhängig von Gesprächen über die Software „SIP-Gateway“ (Art.-Nr. 300902), sodass die Nutzung von Sprach- und Textkommunikation auch parallel laufen kann.

Die Kommunikation des hospicall Lichtrufsystems P7 mit der Telekommunikationsanlage erfolgt über eine LAN-Verbindung zwischen System-Steuerzentrale und TK-Anlage.

Meldungen aus dem P7-Rufsystem werden via TCP/IP zur TK-Anlage übertragen und direkt an Endgeräte wie DECT-Telefone übermittelt bzw. dort signalisiert.

Die Kommunikation über TCP/IP ermöglicht im Vergleich zur Kommunikation über eine serielle Schnittstelle größere Distanzen zwischen TK-Anlage und System-Steuerzentrale. So lassen sich serielle Schnittstellen von Steuerzentrale und TK-Anlage für andere Aufgaben nutzen.

### Funktionen:

- Rufe werden auf den Endgeräten der Telekommunikationsanlage signalisiert
- Kommunikation zwischen Telekommunikationsanlage und System-Steuerzentrale über größere Distanzen möglich

### Voraussetzungen:

- Telekommunikationsanlage mit Unterstützung von SIP-Messaging nach RFC 3428
- Ein eigener SIP-Benutzer an der Telekommunikationsanlage für den Nachrichtendienst