

PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Trittsensormatten-Set P7 DIA
ARTIKEL:	300924
TYPE:	SENSORMATTEN-SET P7
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage hospicall P7

BILD:



BESCHREIBUNG:

Trittsensormatten-Set P7 bestehend aus:

- einem Funkempfänger mit integrierter Antenne zum Anschluss an einen Nebensteckkontakt mit RJ10- Buchse zum Empfang von bis zu 64 zugehörigen Sendern. Schaltanzeige und Betriebsanzeige. Intelligente Auswertung von senderseitiger Batteriekapazität.

Sozialalarm-Frequenz 869,2125 MHz.

Bis zu 64 Sender anlernbar. Mastermodus für Erkennung aller nicht eingelernten Sender. Technische Spezifikationen nach EN 50134. Steckerruf-Auslösung bei senderseitiger Battlow-Meldung.

- sowie einer robusten Kontakt-Trittsensormatte zur Überwachung von Personenbewegungen, auch für Demenz- oder Vitaldetektion. Stabile tritt-, rutsch- und stolperfeste Ausführung mit abgeschrägten Kanten mit leicht zu reinigender Oberfläche in Noppenstruktur.

Intelligente Batterieüberwachung mit Kontrollmeldung am zugehörigen Empfänger. Typische Batterielevensdauer je nach Einsatz bis zu 3 Jahren.

Technische Daten:

Abmessungen Funkmatte: 1100 x 700x 9 mm

Abmessungen Empfänger: 66 x 46 x 18mm (BxHxT),
zus. Länge Anschlussleitung ca. 50 mm

Schutzart Empfänger IP 53

Schutzart Funkmatte IP 54

Anschluss: über Funkempfänger für Ruftaster mit RJ10-Nebensteckkontakt

Auslösung: über Druckkontakt auf die Matte

Stromversorgung: 3,0 V Knopfzelle Typ CR2032