

PRODUKTDATENBLATT

FABRIKAT:	hospicall
PRODUKT:	Funk-Set FUF12-AMB
ARTIKEL:	312050
TYPE:	FUF12-AMB
VERWENDUNG:	Schwesternrufanlage

BILD:



BESCHREIBUNG:

Funk-Set bestehend aus einem steckbaren Empfänger und einem mobilen Sender zur Rufauslösung. Die Sender ist ein Armbandsender. Der steckbare Empfänger wird an eine Einheit mit 8pol. Nebensteckkontakt angeschlossen. Es können max. 32 Sender einem Empfänger zugeordnet werden.

Hinweis: Der Funk-Set ist eine Ergänzung zum Rufsystem. Er erfüllt nicht die sicherheitstechnischen Anforderungen der DIN VDE0834

Technische Daten:

Frequenz:	Sender: 868,30 MHz	Empfänger: 868,30 MHz
Kanäle:	1	2 potentialfreie Relais Kontakte (1 Wechsler, 1 Schließer) RJ45
Anschluss:		
Reichweite:	typisch 150 m im Freifeld	
Schutzart:	IP65	IP44
Spannungsversorgung:	Batterie 3V CR2032	12-24V DC
Betätigungskontrolle:	LED	
Betriebstemperatur:	-20°C bis +60°C	-20°C bis +60°C

Mechanische Eigenschaften:

Maße (B x H x T):	Sender: 38 x 46 x 14 mm	Empfänger: 35 x 80 x 20 mm
Gewicht:	20 g	45 g
Farbe:	anthrazit ähnlich RAL 7016	weiß ähnlich RAL 9003