


Beschriftungselemente ZUB-TS

Datenblatt-Nr.: HAC0800 / Stand: 2026/01/12



Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Beschriftungselemente ZUB-TS

Artikelnummer: HAC0800

Bezeichnung neu: Beschriftungselement ZUB-TS

Kurzbeschreibung neu: ZUB-TS

Bezeichnung alt: Beschriftungselement /Türschild
für Kombination z.B. mit Zimmersignaleinheiten

Kurzbeschreibung alt: ZUB-TS

Verwendung: Rufsystem P7

Für die Verwendung in verschiedenen Systemen geprüfte und zugelassene Komponenten zur Ergänzung der Rufanlage.

Beschriftungselemente ZUB-TS bestehend aus einer Montageplatte und einer transparenten, steckbaren Abdeckung.

Passend zu Designrahmen mit 55 mm Stichmaß

Funktionen

- Die Beschriftungsbögen können auf allen gängigen Druckern ausgegeben werden.
- Für die Kombination mit Zimmersignaleinheiten.
- Bestehend aus einer Montageplatte und einer transparenten, steckbaren Abdeckung.
- Leicht und ohne Zusatzwerkzeuge auswechselbare Schildeinlage.
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten**Versorgungsspannung:****Stromaufnahme aktiv: mA, passiv: mA****Batterietyp:****Gewicht brutto: 20 g****Zertifizierung: CE, REACH, RoHS****Befestigung: rasten, schrauben****Zum Anschluss an:****Zum Anschluss von:****Mechanische Eigenschaften****Maße (H x B x T): 71 x 71 x 15 mm****Gewicht netto: 20 g****Material: ABS, PC****Montage: Aufputz auf Schalterdose DIN
49073; Wandmontage****Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010****Elektrische Schnittstellen:**

-